

保 証 書

本証は、お買い上げいただいた美容器具が、厳密な検査基準に合格したものであることを証明します。
また通常の使用状態で生じた故障に対して、弊社が無償修理の責任を負うことを保証します。尚、保証期間後の修理は、有償となりますので予めご了承下さい。

商品名	AIR WAIST BEAUTY (エアーウエストビューティー)		
保証期間	お買い上げ年月日	年	月 日 (お買い上げ日より1年間)
お客様	お名前	電話番号	
	ご住所		
販売店名			

〈保証内容〉

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. この保証書は、通常の使用状態で生じた故障に限り、無償修理を行うものです。
3. 修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
4. 以下の場合は保証いたしかねます。
 - 本証にお買い上げ年月日及びお客様名・販売店印のご記入がないもの。あるいは文字を書き替えられた場合
 - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による故障。
 - 取扱説明書に記載のない使用方法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
 - 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 弊社以外で誤った修理又は改造したために生じた故障・破損または事故等。
 - 付属品の紛失や劣化、その他消耗品類に関する事項
 - ご使用後の傷、変色、汚れ及び、移動や保管上の不備による損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 付属品故障。

*保証期間後及び保証適用外の故障でも実費にて修理いたします。

輸入元／株式会社シーズンテック

販売元／トータル・アイ株式会社 〒464-0848 愛知県名古屋市中千種区春岡 1-1-2YAMAMAN 仲田ビル 7F
カスタマーサポートセンター：052-759-3672 (平日 10:00 ～ 17:30)



AIR WAIST BEAUTY



取扱説明書

この度は、AIR WAIST BEAUTY (エアーウエストビューティー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解されてから正しく安全にご使用ください。
- この説明書は、いつでも読めるよう大切に保管してください。ご不明な点がございましたら、その都度読み直して正しくご使用ください。

安全上のご注意

- * ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しいお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方へ危害や破損を未然に防止するためのものです。
- * 注意事項は、危害や破損の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取り扱いにより生じる可能性のある内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。



危険

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負うにいたることが想定される内容を示しています。

下記のような医療機器との併用は絶対にしないでください。

- (1) ペースメーカー等の体内埋込型医療電子機器
- (2) 心電計等の装着型医療電子機器
- (3) 人工心肺等の生命維持用医療電子機器

異常を感じた時またはアダプター等に不具合がある場合は直ちに使用を中止し、電源を抜いてください。

- 誤作動をまねいたり、事故の恐れがあります。



警告

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負う可能性があることが想定される内容を示しています。

下記の項目に該当する方は、ご使用できません。事故や体調不良を起こす恐れがあります。

- (1) 生理中や妊娠している方 (2) 急性疾患の方
- (3) 感染症疾患の方 (4) 悪性腫瘍のある方
- (5) 心臓に障害のある方 (6) 貧血気味の方
- (7) 熱の高い方 (平熱以上) (8) 皮膚知覚障害または皮膚に異常のある方
- (9) 血圧に異常のある方 (180mmHg 以上) (10) 上記以外にとくに体に異常を感じている方
- (11) お酒を飲まれている方 (12) 医師の治療を受けている方

- 事故や体調不良を起こすおそれがあります。

頭部や皮膚疾患の部位などには使用しないでください。

- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

他の治療器との同時使用や塗り薬との併用はしないでください。

- 気分が悪くなったり体調不良を起こす恐れがあります。

AC アダプターは付属品以外のものは使用しないでください。

- 感電してショートして発火する恐れがあります。

本書に書かれている使用方法以外でのご使用はおやめください。

- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

本品は、美容器具です。目的以外でのご使用はおやめください。



注意

この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人的障害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

体調の悪いとき、過度に疲れている時には使用しないでください。

体や肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

乳幼児や自分で意思表示が出来ない人に使用したり、手の届く所に保管しないでください。

- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

浴室など湿度の高いところや入浴時には使用しないでください。

- 事故やトラブルにつながる恐れがあります。

ご使用は 1 回、20 分までにしてください。

- 長時間の連続使用は、逆効果や体調不良の恐れがあります。

マジックテープを開けた状態でエアーを送らないでください。

- 故障や破裂の恐れがあります。

本機は精密電子部品で構成されていますので、分解・改造は絶対にしないでください。

- 故障や事故の原因となります。

急激な温度変化、強いショック等、無理な力をかけないでください。

- 変形、変色、ひびの原因となります。

子供の手の届く所には置かないでください。

- 思わぬ事故やトラブルにつながる恐れがあります

エアーウエストビューティーベルトに、釘やピン等をさしたり、鋭利な物をあてないでください。

- 破損の原因となります。

《アダプターのお取扱いについて》

- 使用しない時は、本体とコンセントを繋いだままにせず必ずはずしてください

- アダプターを分解したり、修理をしないで下さい。

本商品を破棄する場合は、各自治体の指定に従って分別してください。


セット内容の確認

ご使用の前にセット内容を確認して下さい



- 本体
- ACアダプター
- 取扱説明書・保証書（本証）

各部の名称とはたらき



- ① ACアダプター差込口
- ② ベルト【空気圧】
- ③ バイブレーター
- ④ ヒーター
- ⑤マジックテープ（裏面）



コントローラー

- 【AP】 エアー(空気圧)コースボタン
L（弱）⇒M（中）⇒H（強）強 3段階切替
- 【V】 バイブレーションコースボタン
（弱）⇒（中）⇒（強）強 3段階切替
- 【H】 ヒーティングコースボタン
ヒーターのON/OFF

ご使用方法

1. 本体(ベルト)を腰に巻き付けます。*ウエストサイズ117cmまで使用可能
*ゆるめに巻いた方が、空気の圧力が気持ち良く感じられます。
2. ACアダプターと本体(コントローラー)を接続します。
(ACアダプターのプラグをコントローラーの差込口に接続します)
ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3. お好みに応じて (AP) エアー(空気圧)コース ・ (V) バイブレーションコース ・ (H) ヒーティングコースボタンを選択します。

各コースの説明

エアー（空気圧）コース

(AP) エアー(空気圧)ボタンを使用します。

1回押すとLランプが点灯し、約7秒後L（弱）モードがスタートします
もう1回押すとMランプが点灯し、約7秒後M（中）モードがスタートします。
もう1回押すとHランプが点灯し、約7秒後H（強）モードがスタートします。
もう1回押すとランプが消え停止します。

L（弱）モード：【充填】28秒⇒【キープ(停止)】5秒⇒【排気】11秒

M（中）モード：【充填】36秒⇒【キープ(停止)】6秒⇒【排気】11秒

H（強）モード：【充填】42秒⇒【キープ(停止)】8秒⇒【排気】11秒

バイブレーションコース

(V) バイブレーションボタンを使用します。

1回押すとL（弱）モードで振動がスタートします。
もう1回押すとM（中）モード
もう1回押すとH（強）モード
もう1回押すと停止します。

ヒーティングコース

(H) ヒーターボタンを使用します。

1回押すとHランプが点灯しヒーティングがスタートします。
もう1回押すとHランプが消え停止します。
●ヒーティングは40℃まで温まります。

- 各コース使い始めは弱から使用してください。
- 3つのコースは同時にご使用になる事ができます。
- 各コース約20分で自動的に停止します。


*複数のモードを同時に使用した場合、最後に操作したモード開始より20分後に自動的に停止します

*自動停止時間になると全てのモードが停止します

エアー加圧の パターン



繰り返し



使用上の注意


* 連続使用時間は20分までとし、1日1～2回が使用の目安です。

1日2回以上のご使用の場合は、朝と夜等時間をあけてご使用下さい。

* 『きつい』と感じた場合、無理をせずマジックテープをゆるめてご使用ください。

使い終わったら

1. コントローラー各モードのランプが消えていることを確認し、電源プラグを必ず抜いてください。(アダプター本体を持ちコンセントから抜いてください。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。図1)
2. 本体からアダプタープラグを抜く。
(アダプターコードは、縛ったり、アダプター本体に巻きつけたりすると、断線の恐れがあります。コードバンドで結束してください。)
3. 箱に収納する



お手入れ方法

- 汗や汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布をよく絞って汚れをふきとり、その後乾いた布で拭いてください。
- 水につけたり水洗いは絶対にしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、薬品等でお手入れはしないでください。
- 精密電子部品で構成されていますので、修理・改造は絶対に行わないでください。事故やトラブルの原因になります。

接続・装着方法

- 高温、低温、湿気、ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
- 直射日光のあたる所、屋外に置かないで下さい。
- 急激な温度変化、強いショック等、無理な力をかけないでください。変形、変色、ひびの原因となります。
- 子供の手の届く所には置かないでください。
- エアウエストビューティーベルトに、釘やピン等をさしたり、鋭利な物をあてないでください。破損の原因となります。

品名	Air Waist BEAUTY(エアウエストビューティー)
電源／電圧	AC100V～240V (50／60Hz 両用)
出力電圧	12V
最大空気圧	0.02～0.08MPa
消費電圧	12W
消費電流	1000A
サイズ	全長125cm×幅12.5～14.5cm×厚み4.2cm ウエストサイズ117cmまで使用可能
重量	約420g(アダプターを含まず)
タイマー	20分自動停止機能
素材	PVC 他

* 商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Q & A

Q1 いつ使用すると効果的ですか？

A いつでもご使用頂けますが、帰宅後・お風呂上がり・就寝前がおすすめです。

Q2 1日に何回も使用していいのですか？

A 1日1～2回の使用が目安です。連続使用は逆効果を招く恐れがあります。1日に2回以上ご使用の場合は、朝と夜等時間をあけてご使用ください。

Q3 どのくらいの強さで使用したらいいのですか？

A 人によっても、体調によっても異なります。むやみに強くしても効果が上がる訳ではありません。まずはマジックテープをゆるめにとめて、自分自身で「心地よい」と感じる強さでお使いください。

Q4 他の部位(顔等)に使えますか？

A ウエスト・ヒップ・足用に設計されています。その他の部位には、使用しないでください。また、美容目的以外には、絶対に使用しないでください。

Q5 妊娠中、生理中に使えますか？

A 体調の不安定な時には、ご使用をおやめください。

おかしいな？と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合、まず次の点をお調べください。

こんなとき

原因

● ベルトにエア（空気）が入ってこない。

● 圧力が上がらない
● バイブレーションが作動しない
● 温かくならない

● 破損してしまった

● ACアダプターの電源プラグが抜けていませんか？
● エアボタン、バイブレーションボタン、ヒーターボタンがキチンと押されランプが点灯していますか？
● 部品が破損していませんか？
● アダプターのコードが断線していませんか？

点検後もまだ異常がある

使用を中止してください。

上記の点をお調べ頂いた上で、なお異常がある場合は、ただちにご使用を中止し、カスタマーサポートセンターまでお問合せください。